

Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs

Anwendung/Application

- Zum Separieren und Konturieren
For separation and contouring
- Keramik
Ceramics
- Komposite
Composites



fein, roter Ring / fine, red ring

Körnung / grain size
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit


FIRMOFLEX
5' - 10000 Upm/rpm
350
220
1

172221



Order-Nr.

doppelseitig,
double sided



- Keramik
Ceramics
- Komposite
Composites
- Kunststoff
Acrylics
- montiert und zentriert
mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

Körnung / grain size
ISO 504 + 514 + 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

SPIROFLEX

SPIROFLEX
5' - 10000 Upm/rpm

355	355	355
220	220	220
1	1	1


122271

122291

122281

Order-Nr.

doppelseitig,
double sided



- Zum feinen Separieren und Konturieren
For delicate separation and contouring
- Keramik
Ceramics
- extraharte Verblendkunststoffe
Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert
mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

Körnung / grain size
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

fein, roter Ring / fine, red ring

PLEXOFLEX
3' - 5000 Upm/rpm

389	390
220	220
1	1


162221

192221

Order-Nr.

Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs

doppelseitig,
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

Körnung / grain size
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

SEPAFLEX
3' - 5000 Upm/rpm

402	402	402
220	220	220
1	1	20
182221	132221	1322218


Order-Nr.

Anwendung/Application



- Keramik
Ceramics
- Komposite
Composites
- montiert und zentriert
mounted and centered
- 20 unmontiert plus 2 Mandrelle
20 unmounted plus 2 mandrels
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

doppelseitig,
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

Körnung / grain size
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit


POLYFLEX		TRI-FLEX	CIRCO-FLEX
3' - 5000 Upm/rpm			
350	350	350	350
220	220	220	220
1	20	1	1
182231	1822318	182241	182251

Order-Nr.



- Keramik
Ceramics
- Komposite
Composites
- montiert und zentriert
mounted and centered
- 20 unmontiert plus 2 Mandrelle
20 unmounted plus 2 mandrels
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

doppelseitig,
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

Körnung / grain size
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

TRANSOFLEX
3' - 5000 Upm/rpm

350	350
220	220
1	1
772221	772225


Order-Nr.



- Zum Separieren / For separating
- Keramik / Ceramics
- Gips / Plaster
- Kunststoffe / Acrylics
- extraharte Verblendkunststoffe
Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert
mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs

einseitig,
single sided



fein, roter Ring / fine, red ring


Körnung / grain size
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

PERFOCUT
3' - 5000 Upm/rpm

351	350	350
210	210	210
1	1	1
272114	272121	272125


Order-Nr.

Anwendung/Application



- Zum Separieren / For separating
- Keramik / Ceramics
- Gips / Plaster
- Kunststoffe / Acrylics
- extraharte Verblendkunststoffe
Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert
mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

doppelseitig,
double sided



grob, grüner Ring / coarse, green ring

Körnung / grain size
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

RAPIDO-CUT
3' - 5000 Upm/rpm


324
180
1
131822

Order-Nr.



- Zum Separieren von Kunststoffen
in der Totalprothetik,
Tiefziehtechnik und Gips
For separating acrylics at full
prosthetics, deep-drawing
technique and plaster
- montiert und zentriert
mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

doppelseitig,
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

Körnung / grain size
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

SENSOFLEX

3' - 5000 Upm/rpm

CUTFLEX

379	379	377
220	220	220
1	1	1
662221	662225	152211


Order-Nr.



- Zum Separieren / For separating
- Keramik / Ceramics
- extraharte Verblendkunststoffe
Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert
mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs

doppelseitig,
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

LASERFLEX®
5' - 10000 Upm/rpm

Körnung / grain size
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

377

190

1

151921

377

220

1

152221


Order-Nr.

Anwendung/Application



- Nur zum Konturieren / Only for contouring
- Keramik / Ceramics
- extraharte Verblendkunststoffe Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich available also unmounted in bulk

doppelseitig,
double sided



grob, grüner Ring / coarse, green ring

TOTO-FLEX
5' - 10000 Upm/rpm

Körnung / grain size
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

358

358

358

358

359

220

220

220

220

220

1

3/set

20

1

1

112231

1122319

1122318

112241


212214

Order-Nr.



- Zum Separieren und Konturieren For separating and contouring
- Keramik / Ceramics
- Kunststoffe / Acrylics
- Gips / Plaster
- montiert und zentriert mounted and centered
- 3/set (1 St. montiert, 2 St. lose) 3/set (1 pc mounted, 2 pcs unmounted)
- 20 unmontiert plus 2 Mandrelle 20 unmounted plus 2 mandrels
- auch unmontiert erhältlich available also unmounted in bulk

doppelseitig,
double sided



fein, roter Ring / fine, red ring

TOTO-FLEX
5' - 10000 Upm/rpm

Körnung / grain size
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

358

220

1

112233

358

220

1

112251


Order-Nr.



- Zum Separieren und Konturieren For separating and contouring
- Keramik Ceramics
- Kunststoffe Acrylics
- Gips Plaster
- montiert und zentriert mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich available also unmounted in bulk

Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs

doppelseitig,
double sided



grob, grüner Ring / coarse, green ring

TORO-FLEX
5' - 10000 Upm/rpm

345
220
1

112242



Körnung / grain size
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit


Order-Nr.

Anwendung/Application



- Zum Separieren und seitlichen Beschleifen
For separating and contouring
- Keramik
Ceramics
- montiert und zentriert
mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

einseitig,
single sided



grob, grüner Ring / coarse, green ring

FLEXIFLEX®
5' - 10000 Upm/rpm

356
190
1

111914



356
220
1

112214



356
220
20

1122148




Körnung / grain size
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

Order-Nr.



- Zum Separieren und seitlichem Beschleifen
For separating and contouring
- Keramik
Ceramics
- montiert und zentriert
mounted and centered
- 20 unmontiert plus 2 Mandrelle
20 unmounted plus 2 mandrels
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

doppelseitig,
double sided



grob, grüner Ring / coarse, green ring

FLEXIFLEX®
5' - 10000 Upm/rpm

355
190
1

111921



355
190
3/set

1119219



355
190
20

1119218



355
220
1

112221



355
220
3/set

1122219



355
220
20

1122218



Körnung / grain size
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

Order-Nr.




- Zum Separieren und seitlichem Beschleifen
For separating and contouring
- Keramik / Ceramics
- montiert und zentriert
mounted and centered
- 3/set (1 St. montiert, 2 St. lose)
3/set (1 pc mounted, 2 pcs unmounted)
- 20 unmontiert plus 2 Mandrelle
20 unmounted plus 2 mandrels
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs



nicht flexibel,
not flexible

Körnung / grain size
ISO 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit



grob, grüner Ring / coarse, green ring

CONO-DISC®
5' - 15000 Upm/rpm

386	386
190	220
1	1
161911	162211

Order-Nr.


Anwendung/Application



- Ausarbeiten und Konturieren von Keramik und Komposit
Grinding and contouring of ceramics and composites

einseitig,
single sided

Körnung / grain size
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit



fein, roter Ring / fine, red ring

SUPER-FLEXIFLEX®
5' - 10000 Upm/rpm

356	356
190	220
1	1
121914	122214


Order-Nr.



- Zum Separieren und Konturieren
For separating and contouring
- Keramik / Ceramics
- montiert und zentriert
mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

doppelseitig,
double sided

Körnung / grain size
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit



fein, roter Ring / fine, red ring

SUPER-FLEXIFLEX®
5' - 10000 Upm/rpm


355	355	355	355	355
190	190	220	220	220
1	3/set	1	3/set	20
121921	1219219	122221	1222219	1222218

Order-Nr.



- Zum Separieren und Konturieren
For separating and contouring
- Keramik / Ceramics
- montiert und zentriert
mounted and centered
- 3/set (1 St. montiert, 2 St. lose)
3/set (1 pc mounted, 2 pcs unmounted)
- 20 unmontiert plus 2 Mandrelle
20 unmounted plus 2 mandrels
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk

Flexible Diamantscheiben / Flexible diamond discs



Körnung / grain size
ISO 504 - 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

DOUBLE ACTION
5' - 10000 Upm/rpm

355
220
1


152231

Order-Nr.

Anwendung/Application



- Zum Separieren und Konturieren
For separating and contouring
- Keramik
Ceramics
- Verblendkunststoffe
Tough acrylic veneers
- montiert und zentriert
mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk



Körnung / grain size
ISO 504
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

superfein, gelber Ring / superfine, yellow ring

TOP-FLEX®

TOP-FLEX®
5' - 10000 Upm/rpm

MINI-FLEX

355
190
1

355
220
1

355
090
1

141921


142221

140921

Order-Nr.



- Zum Separieren und Konturieren
For separating and contouring
- Keramik
Ceramics
- montiert und zentriert
mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk



Körnung / grain size
ISO 494
ISO-Nr.
806 104 ...
Figur-Nr. / Shape #
ø 1/10 mm
VE / packaging unit

ultrafein, weißer Ring / ultrafine, white ring

HYDROFLEX
3' - 5000 Upm/rpm

355
190
1

355
190
1

131961

131971

Order-Nr.



- Nur zum Finieren
Only for finishing
- Keramik
Ceramics
- montiert und zentriert
mounted and centered
- auch unmontiert erhältlich
available also unmounted in bulk